

mis[®] | C1

Имплантат с коническим соединением

mis[®]
MAKE IT SIMPLE

	P.4-5
	P.6-7
	P.8-9
	P.10-12
	P.13-14
	P.15
	P.16-17
	P.18-19
	P.20-21
	P.22-23
	P.24-25
	P.26
	P.27
	P.28-29

Гарантийные обязательства компании MIS:

Компания MIS внимательно следит за сохранением превосходного качества своей продукции и гарантирует отсутствие производственных дефектов. Однако, в случае обнаружения покупателем дефекта продукции после ее использования в соответствии с установленным протоколом, компания MIS обязуется заменить данный продукт.

Предупреждение: продукты должны использоваться только лицензированными хирургами-имплантологами.

Содержание

Введение

Преимущества

Имплантаты Ø 3.30мм (узкая платформа)

Имплантаты Ø 3.75, 4.20мм (стандартная платформа)

Имплантаты Ø 5мм (широкая платформа)

Система СРК

Процедура препарирования

Хирургический набор

Механизм двойной стабильности

Набор стоперов для фрез

Факторы успешности

Ключи и адаптеры

Система установки


Упаковка

Система имплантатов C1 характеризуется инновационным дизайном, предлагающим уникальное сочетание хирургических и ортопедических преимуществ, в частности дифференцированный дизайн резьбы для обеспечения превосходной первичной стабильности в различных клинических ситуациях, переключение платформ и антиротационное коническое соединение. Каждый имплантат C1 выпускается в комплекте с одноразовой финальной фрезой для обеспечения максимально безопасного и точного препарирования ложа под имплантат.




© MIS Corporation. All rights reserved.





Преимущества

Все имплантаты серии C1, супраструктуры и инструменты имеют цветовую кодировку для визуального определения типа платформы.



Имплантаты C1 с коническим соединением




Имплантат С1

Коническое соединение с углом 6 градусов с каждой стороны конуса обеспечивает точность посадки абатмента на имплантат С1 и минимизирует микродвижения, вызывающие утрату костной ткани альвеолярного отростка. Коническое соединение характеризуется шестигранным конусным индексом, упрощающим ориентацию имплантата во время установки в костное ложе и последующее позиционирование абатмента на имплантат.




Переключение платформ

Имплантат С1 разработан с применением принципа "переключения платформ", который заключается в смещении соединения имплантата и абатмента в сторону центральной оси имплантата, что позволяет минимизировать риск резорбции окружающей костной ткани и обеспечивает больший объем мягких тканей




Микрокольца

Микрокольца на шейке имплантата С1 значительно увеличивают площадь контакта поверхности имплантата с костной тканью (ВІС), исключая риск резорбции кости в крестальной зоне.



Двойная резьба

Дизайн двойной резьбы увеличивает площадь контакта поверхности имплантата с костной тканью (ВІС). Благодаря шагу резьбы 1,5мм, значительно ускоряется и упрощается установка дентального имплантата.




Обработка поверхности

Поверхность имплантатов С1 подвергается пескоструйной обработке и кислотному травлению, что позволяет создать микро- и наноструктуры и исключить риск микробной контаминации.



Коническая форма

Благодаря конической форме, соответствующей естественной анатомии корня зуба, и уникальной геометрии резьбы, имплантат С1 обеспечивает превосходную первичную стабильность и является идеальным решением для широкого спектра клинических случаев, в том числе с использованием различных протоколов нагрузки на имплантаты. Конический дизайн имплантата С1 идеален для узкого пространства, ограниченного соседними зубами или имплантатами.



Два спиральных канала и безопасный апекс

Округлый апекс имплантата С1 повышает безопасность проведения процедуры дентальной имплантации. Два режущих витка резьбы в апикальной части имплантата С1 обеспечивают его самонарезающие свойства, таким образом, процедура установки дентального имплантата становится проще, безопаснее и быстрее.

8.

C1

Ассортимент имплантатов
Узкая платформа

Длина

10мм

11.50мм

13мм

16мм

Вид

C1-10330

C1-11330

C1-13330

C1-16330

Ø3.30
мм



Хирургические инструменты



CT-NLI10

Длинный адаптер
для наконечника,
узкая платформа



CT-NSI10

Короткий адаптер
для наконечника,
узкая платформа



CT-NLR10

Длинный адаптер
для реверсивного
ключа, узкая
платформа



CT-NSR10

Короткий адаптер
для реверсивного
ключа, узкая
платформа

Винт-заглушка и формирователи десны



CC1-00330

Высота
десны:
3, 4, 5, 6, 8мм



CN-H0333
CN-H0433
CN-H0533
CN-H0633
CN-H0833

Высота
десны:
3, 4, 5, 6, 8мм



CN-HS340
CN-HS440
CN-HS540
CN-HS640
CN-HS840

Высота
десны:
2, 3, 4, 5, 6, 8мм




CN-HA248
CN-HA348
CN-HA448
CN-HA548
CN-HA648
CN-HA848

C1

Ø3.30mm
Узкая платформа

Номер по каталогу

Размеры

C1-10330	Ø3.30mm длина 10mm	
C1-11330	Ø3.30mm длина 11.5mm	
C1-13330	Ø3.30mm длина 13mm	
C1-16330	Ø3.30mm длина 16mm	

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI

Пескоструйная обработка и кислотное травление


Финальная фреза для однократного использования

В комплекте с каждым имплантатом длиной 10мм, 11.5мм, 13мм и 16мм поставляется специальная стерильная финальная фреза, позволяющая быстро и надежно выполнить препарирование ложа под имплантат. Финальную фрезу не следует использовать при четвертом типе кости.

*В состав упаковки имплантата входит винт-заглушка, временный абатмент и финальная фреза

Ø3.30mm Хирургический протокол

Скорость (об./мин.)	1200-1500	900-1200	200-400	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø3.30



- Финальная фреза не используется для 4 типа кости
- Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13мм.
- Протокол дентальной имплантации, рекомендуемый компанией MIS, не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.

10.

C1

Ассортимент имплантатов
Стандартная платформа

Длина	8мм	10мм	11.50мм	13мм	16мм
Вид	C1-08375	C1-10375	C1-11375	C1-13375	C1-16375
Ø3.75 мм					
Ø4.20 мм					

Хирургические инструменты



CT-SLI10

Длинный адаптер
для наконечника,
стандартная
платформа



CT-SSI10

Короткий адаптер
для наконечника,
стандартная
платформа



CT-SLR10

Длинный адаптер
для реверсивного
ключа, стандартная
платформа



CT-SSR10

Короткий адаптер
для реверсивного
ключа, стандартная
платформа

Винт-заглушка и формирователи десны



CC1-00375



Высота
десны: | Ø3.9мм |
3, 4, 5, 6, 8мм
CS-H0339
CS-H0439
CS-H0539
CS-H0639
CS-H0839



Высота
десны: | Ø4.8мм |
2, 3, 4, 5, 6, 8мм
CS-HS248
CS-HS348
CS-HS448
CS-HS548
CS-HS648
CS-HS848



Высота
десны: | Ø5.8мм |
3, 4, 5, 6, 8мм
VS-HS358
VS-HS458
VS-HS558
VS-HS658
VS-HS858

C1

Ø3.75mm

Стандартная платформа

Номер по каталогу

Размеры

C1-08375

Ø3.75mm
длина 8mm

C1-10375

Ø3.75mm
длина 10mm


C1-11375

Ø3.75mm
длина 11.5mm

C1-13375

Ø3.75mm
длина 13mm

C1-16375

Ø3.75mm
длина 16mm

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI

Пескоструйная обработка и кислотное травление


**Финальная фреза для
однократного использования**

В комплекте с каждым имплантатом длиной 8мм, 10мм, 11.5мм, 13мм и 16мм поставляется специальная стерильная финальная фреза, позволяющая быстро и надежно выполнить препарирование ложа под имплантат. Финальную фрезу не следует использовать при четвертом типе кости.

*В состав упаковки имплантата входит винт-заглушка, временный абатмент и финальная фреза

Ø3.75mm Хирургический протокол

Скорость (об./мин.)	1200-1500	900-1200		500-700		200-400		15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø3	Ø3	Ø3	Ø3.60	Ø3.75



- Финальная фреза не используется для 4 типа кости
- Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13мм.
- Протокол дентальной имплантации, рекомендуемый компанией MIS, не может служить заменой мнения профессионального опыта хирурга-имплантолога.

Ø4.20мм

Стандартная платформа

Номер по каталогу

Размеры

C1-08420

Ø4.20мм
длина 8мм

C1-10420

Ø4.20мм
длина 10мм


C1-11420

Ø4.20мм
длина 11.5мм

C1-13420

Ø4.20мм
длина 13мм

C1-16420

Ø4.20мм
длина 16мм

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI

Пескоструйная обработка и кислотное травление


Финальная фреза для однократного использования

В комплекте с каждым имплантатом длиной 8мм, 10мм, 11.50мм, 13мм и 16мм поставляется специальная стерильная финальная фреза, позволяющая быстро и надежно выполнить препарирование ложа под имплантат. Финальную фрезу не следует использовать при четвертом типе кости.

*В состав упаковки имплантата входит винт-заглушка, временный абатмент и финальная фреза

Ø4.20мм Хирургический протокол

Скорость (об./мин.)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700		200-400	
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø3	Ø3.50	Ø3.50	Ø3.50 Ø4	15-25 Ø4.20



Финальная фреза не используется для 4 типа кости

Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13мм.

Протокол дентальной имплантации, рекомендуемый компанией MIS, не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.

C1

Ассортимент имплантатов
Широкая платформа

Длина	8мм	10мм	11.50мм	13мм	16мм
Вид	C1-08500	C1-10500	C1-11500	C1-13500	C1-16500
Ø5 мм					

Хирургические инструменты



CT-WLI10

Длинный адаптер
для наконечника,
широкая
платформа



CT-WSH10

Короткий адаптер
для наконечника,
широкая
платформа



CT-WLR10

Длинный адаптер
для реверсивного
ключа, широкая
платформа



CT-WSR10

Короткий адаптер
для реверсивного
ключа, широкая
платформа

Винт-заглушка и формирователи десны



CC1-00500

Высота
десны:
3, 4, 5мм



Ø 5.5мм
CW-HS355
CW-HS455
CW-HS555

Высота
десны:
2, 3, 5мм



Ø 6.3мм
CW-HA263
CW-HA363
CW-HA563

14.

C1

Ø5mm

Широкая платформа

Номер по каталогу

Размеры

C1-08500

Ø5mm
длина 8mm

C1-10500

Ø5mm
длина 10mm


C1-11500

Ø5mm
длина 11.5mm

C1-13500

Ø5mm
длина 13mm

C1-16500

Ø5mm
длина 16mm

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI

Пескоструйная обработка и кислотное травление


**Финальная фреза для
однократного использования**

В комплекте с каждым имплантатом длиной 8мм, 10мм, 11.50мм, 13мм и 16мм поставляется специальная стерильная финальная фреза, позволяющая быстро и надежно выполнить препарирование ложа под имплантат. Финальную фрезу не следует использовать при четвертом типе кости.

*В состав упаковки имплантата входит винт-заглушка, временный абатмент и финальная фреза

Ø5mm Хирургический протокол

Скорость (об./мин.)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700	400-600		200-400		15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø3	Ø3.50	Ø4	Ø4	Ø4.10 Ø4.90		Ø5



- Финальная фреза не используется для 4 типа кости
- Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13мм.
- Протокол дентальной имплантации, рекомендуемый компанией MIS, не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.

Ортопедический сет (СРК) специально разработан для фиксации ортопедических конструкций на параллельно установленные имплантаты, а также для случаев одиночного протезирования с опорой на имплантат.

СРК - Ортопедический сет


»
предлагается для
трех платформ:

УЗКАЯ	СК-NPK62
СТАНДАРТНАЯ	СК-СРК61 СК-СРК62 СК-СРК63 СК-СРК64
ШИРОКАЯ	СК-WPK61 СК-WPK62 СК-WPK63 СК-WPK64




Процедура препарирования


Первые этапы хирургического препарирования одинаковы для имплантатов всех диаметров. Различия в проводимых манипуляциях появляются при увеличении диаметра имплантата.



**Инструменты,
необходимые
для проведения
дентальной
имплантации**




Ø1.90 Ø2.40 Ø2.40 Ø3 Ø3 Ø3.50 Ø3.50 Ø4 Ø4



Финальная фреза
Глубиномер Ø 4мм
Фреза формирующая 4мм, внешнее охлаждение
Глубиномер Ø 3.50мм
Фреза формирующая 3.50мм, внешнее охлаждение
Глубиномер Ø 3мм
Фреза формирующая 3мм, внешнее охлаждение
Глубиномер Ø 2.40мм
Пилотная фреза Ø 2.40мм
Маркирующие фрезы

**Полный
хирургический
имплантологический
набор**

МК-0044 | Фрезы с внешним
охлаждением



Комплектация набора

МАРКИРУЮЩИЕ ФРЕЗЫ



MT-TDN19
Маркирующая фреза,
Ø1.90мм



MT-SMD10
Пикообразная
маркирующая фреза

ПИЛОТНЫЕ ФРЕЗЫ



CT-P2408
Пилотная фреза со стопером
Ø2.4/2.0мм, длина 8мм



CT-P2410
Пилотная фреза со стопером
Ø2.4/2.0мм, длина 10мм



CT-P2411
Пилотная фреза со стопером
Ø2.4/2.0мм, длина 11,5мм



CT-P2413
Пилотная фреза со стопером
Ø2.4/2.0мм, длина 13мм



CT-P2416
Пилотная фреза
Ø2.4/2.0мм, длина 16мм

ФОРМИРУЮЩИЕ ФРЕЗЫ



CT-TDC30
Формирующая фреза,
Ø3/2.4мм, внешнее охлаждение



CT-TDC35
Формирующая фреза,
Ø3.5/3мм, внешнее охлаждение



CT-TDC40
Формирующая фреза, Ø4/3.5мм,
внешнее охлаждение



CT-TDC45
Формирующая фреза, Ø4.5/4мм,
внешнее охлаждение

ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ



MT-CSN33
Профильная фреза,
узкая платформа



MT-GDN33
Профильная фреза,
стандартная платформа



MT-GDN50
Профильная фреза,
широкая платформа

ГЛУБИНОМЕРЫ



CT-BTC24
Глубиномер, Ø2.40мм



CT-BTC30
Глубиномер, Ø3мм



CT-BTC35
Глубиномер, Ø3.50мм



CT-BTC40
Глубиномер, Ø4мм



CT-BTC45
Глубиномер, Ø4.5мм



CT-NSR10
Короткий адаптер для
реверсивного ключа,
узкая платформа



CT-NLR10
Длинный адаптер для
реверсивного ключа,
узкая платформа



CT-NSI10
Короткий адаптер для
наконечника,
узкая платформа



CT-NLI10
Длинный адаптер для
наконечника,
узкая платформа



CT-SSR10
Короткий адаптер для
реверсивного ключа,
стандартная платформа



CT-SLR10
Длинный адаптер для
реверсивного ключа,
стандартная платформа



CT-SSI10
Короткий адаптер для
наконечника,
стандартная платформа



CT-SLI10
Длинный адаптер для
наконечника,
стандартная платформа



CT-WSR10
Короткий адаптер для
реверсивного ключа,
широкая платформа



CT-WLR10
Длинный адаптер для
реверсивного ключа,
широкая платформа



CT-WSI10
Короткий адаптер для
наконечника,
широкая платформа



CT-WLI10
Длинный адаптер для
наконечника,
широкая платформа

ОТВЕРТКИ И КЛЮЧИ



MT-PP240
Пин параллельности
Ø2.40/3мм



MT-DE001
Удлинитель фрезы



MT-RT070
Хирургический
динамометрический ключ



MT-RE160
Экстрактор абатмента,
узкая платформа



MT-RE172
Экстрактор абатмента,
стандартная и широкая платформы



MT-RDL30
Длинная шестигранная
отвертка, 1,27мм



MT-RDS30
Короткая шестигранная
отвертка, 1,27мм

Механизм двойной стабильности

Имплантат С1 характеризуется механизмом двойной стабильности (DSM), представляющим собой сочетание первичной стабильности и ускоренной остеоинтеграции, что позволяет свести к минимуму риск утраты стабильности имплантата в течение первых


недель после проведения хирургического вмешательства. При дифференцированно й методике препарирования корональные две трети имплантата создают умеренную компрессию костной ткани, однако при этом в области апикальной трети имплантата компрессия кости отсутствует.

DSM

MECHANICAL STABILITY

Благодаря уникальному методу препарирования, геометрии и дизайну резьбы создается умеренная компрессия костной ткани, распространяющаяся на верхние две трети длины имплантата. Предварительным условием создания компрессии является препарирование костного ложа специальной финальной фрезой конической формы. Полученная в результате компрессия костной ткани обеспечивает немедленную и длительную первичную механическую стабильность имплантата.

Пространства, образующиеся между витками резьбы в области апикальной трети имплантата, заполняются кровью и костными частицами, обеспечивающими быстрый рост новой костной ткани.



BIOLOGICAL STABILITY

Пространства, образующиеся между витками резьбы в области апикальной трети имплантата, заполняются кровью и костными частицами, обеспечивающими быстрый рост новой костной ткани. Повышение вторичной биологической стабильности достигается благодаря сочетанию геометрии резьбы имплантата, морфологии поверхности и дифференциального метода препарирования костного ложа. Пространства, образующиеся между витками резьбы в апикальной трети имплантата, создают идеальную среду для стабильного роста кости и ускорения остеоинтеграции.


Набор стоперов для фрез Стандартная платформа

MK-BC101

Набор стоперов для фрез C1 для стандартной платформы соответствует длинам имплантатов MIS, обеспечивая точное препарирование костной ткани на желаемую глубину. В состав набора входят стоперы для фрез наиболее часто используемых длин: 8, 10, 11.5 и 13мм.

Стоперы

Четыре стопера для каждого диаметра фрез длиной 8, 10, 11.5 и 13мм. Цветовая кодировка стоперов соответствует цветовой кодировке фрез.



Тефлоновое
отверстие IN

Шкала

Тефлоновое
отверстие OUT

Просто.

Быстрая, простая сборка

Легко.

Цветовая кодировка для быстрого определения диаметра стопера

Безопасно.

Безопасное препарирование на желаемую глубину

Быстро.

Быстрая и простая идентификация четко упорядоченных стоперов для фрез длиной от 8 до 13мм двух диаметров: 3мм и 3.5мм

Комплектация набора

стоперы Ø 3мм
(для имплантатов Ø 3.75мм)



стоперы Ø 3.50мм
(для имплантатов Ø 4.20мм)



Набор стоперов для фрез C1 соответствует длинам имплантатов MIS, обеспечивая безопасное и простое препарирование костной ткани на желаемую глубину. Компания MIS предлагает 4 набора стоперов для препарирования на глубину 8, 10, 11.5 и 13мм.


Наборы стоперов для фрез

Стоперы


Пять стоперов диаметрами 3.0, 3.5, 4, 4.5 и 5мм. Цветовая кодировка стоперов соответствует цветовой кодировке фрез

Бокс


Подставку можно вынимать из бокса для удобства работы со стоперами.



Тефлоновое отверстие IN



Тефлоновое отверстие OUT



13мм

11.5мм

10мм

8мм

Желаемая глубина препарирования

Шкала

Просто.

Быстрая, простая сборка

Легко.

Цветовая кодировка для быстрого определения диаметра стопера

Безопасно.

Безопасное препарирование на желаемую глубину

Быстро.

Быстрая и простая идентификация четко упорядоченных стоперов для фрез диаметрами от 3 до 5 мм

Комплектация набора

Для имплантатов длиной 8мм
MK-CDS08



Для имплантатов длиной 10мм
MK-CDS10



Для имплантатов длиной 11.5мм
MK-CDS11




Для имплантатов длиной 13мм
MK-CDS13




Успех

Высокий уровень успешности достигается благодаря комбинации усовершенствованной геометрии резьбы и уникальной морфологии поверхности.



Микроструктура - Морфология поверхности

Шероховатость и микродизайн поверхности являются результатом пескоструйной обработки и кислотного травления. Увеличение площади контакта поверхности имплантата с костной тканью (BIC) позволило обеспечить долговременный клинический успех.



Адсорбция сывороточного белка модифицированной титановой поверхностью

М.Н. Села, Л. Бадии, Дж. Розен, д.Коави и Д. Стейнберг

Установка титановых имплантатов представляет собой достаточно новую клиническую процедуру в стоматологии. Адсорбция биологических молекул к поверхности имплантата инициирует последовательность событий, определяющих дальнейший результат всей процедуры. Согласно данным клинических исследований, модифицированная титановая поверхность играет важную роль в успехе или неудаче дентальной имплантации. Цель данного исследования заключалась в изучении взаимодействия между титановыми имплантатами с различными свойствами поверхности и сывороточными белками для определения оптимальной поверхности имплантата, позволяющей улучшить процесс остеоинтеграции и получить успешный результат дентальной имплантации.


Материалы и методы: сравнили титановые диски диаметром 6 мм с двумя типами модифицированных поверхностей после машинной обработки и после пескоструйной обработки в сочетании с кислотным травлением.

По прошествии периода инкубации образовавшееся покрытие удалили с дисков раствором додецилсульфата натрия. Для визуализации и измерения толщины покрытия смесью человеческого сывороточного альбумина и флуоресцеина (HAS-FITC) и степени удаления белка с титановой поверхности использовали конфокальный лазерный сканирующий микроскоп.

Результаты: Изображения, полученные с помощью конфокального микроскопа, показали значительно большую степень покрытия смесью человеческого сывороточного альбумина и флуоресцеина (HAS-FITC) шероховатой поверхности дисков по сравнению с поверхностью дисков, подвергнутых машинной обработке. Кроме того, при аналогичных экспериментальных условиях, с шероховатой поверхности сложнее было удалить смесь человеческого сывороточного альбумина и флуоресцеина (HAS-FITC), чем с дисков с машинной обработкой.

Заключение: Адсорбция альбумина титановой поверхностью после пескоструйной обработки и кислотного травления является качественно и количественно более интенсивной по сравнению с поверхностью после машинной обработки. В настоящее время продолжается проведение исследований химических и физических характеристик модифицированной титановой поверхности. Кроме того, исследуется ее взаимодействие с дополнительными сывороточными белками и микроорганизмами полости рта.


Альбумин
Иммуноглобулин класса G
Фибронектин
Фибриноген




Еврейский университет
Иерусалим, Израиль,
Международная ассоциация
стоматологических исследований
Август 03, 2004

Ключи и адаптеры

Инструменты, предназначенные для установки имплантата С1, специально разработаны для максимально быстрого и безопасного проведения дентальной имплантации.



Варианты установки



Система установки имплантата

Уникальная система установки имплантата минимизирует количество применяемых инструментов для максимального удобства хирурга-имплантолога при проведении хирургических манипуляций.

- 1 3 Ручной ключ / Адаптер для реверсивного ключа
- 2 Адаптер для микромотора



Комплектация упаковки

Каждый имплантат С1 выпускается вместе с набором стерильных компонентов, применяемых при различных клинических случаях.

Следуя своему принципу "Сделай это просто", компания MIS с гордостью представляет первый и единственный в своем роде набор, входящий в комплект поставки вместе с имплантатом С1 и включающий одноразовую финальную фрезу, винт-заглушку и временный абатмент с ортопедическим винтом. Подобная комплектация соответствует всем требованиям хирурга-имплантолога при любой клинической ситуации.



Упаковка

Упаковка имплантата C1 специально разработана для простоты и удобства применения во время хирургического этапа и обеспечивает мгновенное определение вида, длины и диаметра имплантата.

Диаметр и платформа имплантата

Внешняя труба имеет цветовую кодировку, обозначающую платформу имплантата. Цифровая индикация указывает диаметр и длину имплантата.



Определение ортопедической платформы.

Ортопедические компоненты имеют цветовую маркировку, соответствующую размеру платформы.

Система двойной упаковки обеспечивает стерильность и целостность имплантатов. Упаковка специально разработана для удержания ее в перчатках и упрощения извлечения имплантата во время проведения хирургического вмешательства.



Идентификационная маркировка имплантата


Быстрое определение длины и размера имплантата. Наклейка на верхней части упаковки содержит информацию о диаметре, длине и платформе имплантата.


Язычок для вскрытия внешней упаковки

Язычок на упаковке облегчает и упрощает ее вскрытие во время проведения хирургического вмешательства.

Логическая система упаковки

Упаковка специально разработана для рационального размещения в шкафчике или ящике стола и упрощения поиска необходимого имплантата.





mis[®]

Вся права защищены. Ни одна часть
настоящей публикации не может быть
воспроизведена, передана, сохранена
в электронной форме или в виде
фотографии, копирована или
распространена в любой форме без
предварительного согласия издателя.