

LED от NSK для всех видов наконечников

Заменив свой переходник на переходник LED от NSK, Вы усовершенствуете все Ваши турбинные наконечники NSK, KaVo® MULTiflex® LUX и Sirona® с оптикой, добавив опцию светодиодного освещения LED.



- Нужно поменять всего один аксессуар – Ваш переходник, вместо того чтобы покупать наконечники со встроенными светодиодами.
- Усовершенствуйте освещение всех Ваших наконечников с помощью технологии LED.
- Добавьте опцию светодиодного освещения LED наиболее простым и разумным образом.

Переходники LED

- Корпус из нержавеющей стали
- Титановое покрытие корпуса
- Безвозвратный клапан
- Светодиод, встроенный в переходник



МОДЕЛЬ PTL-CL-LED
КОД ЗАКАЗА P1001600
• для NSK



МОДЕЛЬ PTL-CL-LED III
КОД ЗАКАЗА P1001601
• для NSK с регулировкой объема подачи воды



МОДЕЛЬ KCL-LED
КОД ЗАКАЗА P1005600
• для KaVo® MULTiflex® LUX с регулировкой объема подачи воды



МОДЕЛЬ SCL-LED
КОД ЗАКАЗА P1009600
• для Sirona® с регулировкой объема подачи воды

Модельный ряд турбинных наконечников NSK, совместимых с переходниками LED

Ti-Max X Series	S-Max M Series	Ti-Max 45 Series	Ti-Max S950 Series	Переходники LED
X500L / X600L / X700L 	M500L / M600L 	A450L 	S950L 	Переходник NSK LED PTL-CL-LED/PTL-CL-LED III
X500KL / X600KL / X700KL 	M500KL / M600KL 	AK450L 	S950KL 	Переходник KaVo® LED KCL-LED
X500SL / X600SL / X700SL 	M500SL / M600SL 	AS450L 	S950SL 	Переходник Sirona® LED SCL-LED

KaVo® и MULTiflex® - зарегистрированные торговые марки Kaltenbach & Voigt GmbH & Co, Германия. Sirona® – зарегистрированная торговая марка Sirona Dental Systems GmbH.

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Япония
ТЕЛ.: +81 (0)289-64-3380
ФАКС: +81 (0)289-62-5636

NSK Rus & CIS
www.nsk-russia.ru

115114, Россия, Москва,
Дербеневская наб., 7,
стр. 16, 3 этаж
ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07
ФАКС: +7 (495) 967-96-08

Спецификация оборудования может быть изменена без предварительного уведомления

REF PR-D563R Ver.4

10.04.01MN

NSK

Переходники LED

LED



Все что Вам нужно – это переходник LED



Просто заменив свой переходник на переходник с технологией LED от NSK, Вы станете обладателем последнего достижения техники и испытаете все преимущества непревзойденного освещения.



Ярче

Надежнее

LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучшую видимость, чем свет от галогенной лампы

Светодиод LED имеет больший срок службы и более надежен по сравнению с галогенными лампами

Почему свет от NSK LED улучшает видимость?

Цветовая температура и яркость LED от NSK

Глаза человека привыкли к дневному свету в повседневной жизни и воспринимают контуры, цвета и движения при дневном свете намного лучше, чем при искусственном. Так как цветовая температура LED от NSK составляет 6 500 K и равна цветовой температуре дневного света, NSK LED гарантирует четкую видимость и дает Вам возможность использовать дневной свет в своей работе.

Кроме того, яркость света LED от NSK намного выше, чем у обычной галогенной лампы



Красно-оранжевый

Естественное дневное освещение

Голубовато-белый



Обычная галогенная лампа
25 000 Люкс

* с турбинами NSK * по данным лаборатории NSK на август 2009г.



LED от NSK
32 000 Люкс

* С переходниками PTL-CL-LED PTL-CL-LED III



Светодиод
12 000 Люкс

Увеличенная зона освещения

NSK LED излучает дневной свет и гарантирует четкую видимость даже смежных поверхностей за счет широкой зоны освещения, что значительно снижает усталость глаз во время операции.



Обычная галогенная лампа



LED от NSK



Светодиод

Стабилизатор питания гарантирует постоянное входное напряжение

Система LED от NSK включает в себя стабилизатор питания, который находится внутри переходника, обеспечивая постоянное качество освещения и защищая светодиод от нестабильного входного напряжения, которое может подаваться от стоматологической установки.